

Materialanforderung

Krankenhaushygiene

Gewünschte Untersuchungen bitte auf der Rückseite ankreuzen!

vom Einsender auszufüllen:

Einsender/Krankenhaus:

Rechnungsempfänger:

Anmerkung: _____

_____, den _____

Unterschrift

	Best.-Nr.	Stückzahl / Set	vom Labor auszufüllen:	
			erledigt am	bearbeitet von
Bio-Indikatoren				
1. Desinfektionskontrollen				
<i>-in Dampfdesinfektionsautomaten nach DIN 58949 Teil 4</i>				
Teststreifen (Enterococcus faecium) (75 °C, 20 min)	BI-DD-17			
Teststreifen (Bacillus atrophaeus) (105 °C, 5 min)	BI-DD-15			
<i>-in Reinigungs-Desinfektions-Geräten, Bettgestell-reinigungsautomaten (RDG) gemäß RKI-Richtlinie + DIN EN 15883 (nur für die Funktionsprüfung, kein Ersatz für die validierte Aufbereitung von Medizinprodukten)</i>				
a) Schrauben (Enterococcus faecium)	BI-SBL			
b) Schläuche (Enterococcus faecium)	BI-SCH			
c) Edelstahlplättchen (Enterococcus faecium)	BI-DEKO2			
- Indikator zur Prüfung von <i>Steckbeckenspülgeräten</i> 3 Edelstahlplättchen + 1 Positivkontrolle (RAMS) (Enterococcus faecium)	BI-ST-2			
- in <i>Waschmaschinen</i>				
<i>thermisch/chemo-thermisch</i> Leinenläppchen (Enterococcus faecium)	BI-WA-27			
2. Leistungsbeurteilung				
Dampf-Sterilisation nach DIN 58946 Teil 4 (121°C + 134°C)				
Teststreifen (Geobacillus stearothermophilus)	7478			
Heißluft-Sterilisation nach DIN 58947 Teil 4 (nur für die Funktionsprüfung, kein Ersatz für die validierte Aufbereitung von Medizinprodukten)				
Teststreifen (Bacillus atrophaeus)	7481			
3. Besonderheiten				
- Überprüfung von Mehrtank Transportgeschirrspülmaschinen (MTGSM) 8 Edelstahlplättchen + 2 Positivkontrollen (RAMS) (Enterococcus faecium) 10 Abdruckplatten (Rodac) 1 sterile Wasserflasche 250 ml mit Thiosulfat	MTGSM-1 BI-GSM-1			
- Überprüfung von Eintankgeschirrspülmaschinen (ETGSM) 10 Abdruckplatten (Rodac) 1 sterile Wasserflasche 250 ml mit Thiosulfat				
- Hygienische Überprüfung aufbereiteter Endoskope 3 sterile Gefäße für Spülflüssigkeit 1 Abstrichröhrchen mit Tupfer + Alkoholtupfer				
- Indikator zur Prüfung von Chemieklassen Teststreifen (Bacillus stearothermophilus)	7480			
Hygiene-Umgebungsuntersuchungen				
- Abdruckplatten (Rodac)				
- Abstrichröhrchen mit Tupfer				
- Sedimentationsplatten (Columbia-Blut-Agar-Platten)				
- Pilzplatten (Sabouraud-Platten)				
- sterile Wasserflaschen, 250 ml mit Thiosulfat				
- sterile Wasserflaschen, 500 ml ohne Thiosulfat				
- Edelstahlplättchen (RAMS) für Geschirrspülmaschinen	BI-GSM-1			